

Olsen Info

www.olsen.odo.br

Novos modelos do Odontocare

Nesta edição apresentamos os novos modelos do Odontocare que já estão disponíveis para comercialização.

O Odontocare é um equipamento projetado para ser utilizado em situações adversas, onde não é possível a instalação do conjunto odontológico e para atendimento de pessoas impossibilitadas de se deslocar até o consultório.

É equipado com compressor refrigerado, instrumentos odontológicos, sistema de sucção e pedal de acionamento progressivo.

Sua estrutura externa é construída em material resistente, com rodízios para facilitar o transporte.

Informamos que o modelo antigo foi descontinuado e não se encontra mais disponível para venda.

Modelo Antigo - Descontinuado



Modelo 892



Itens de série:

- Pedal de Acionamento;
- Compressor de Ar Livre de Óleo;
- Kit de Instrumentos;
- Sugador Venturi;
- Seringa Tríplice;
- Terminal de Acoplamento para Alta Rotação;
- Terminal de Acoplamento para Baixa Rotação.

Modelo 893



Itens de série:

- Pedal de Acionamento;
- Compressor de Ar Livre de Óleo;
- Kit de Instrumentos;
- Sugador Venturi;
- Seringa Tríplice;
- Terminal de Acoplamento para Alta Rotação;
- Terminal de Acoplamento para Baixa Rotação;
- Fotopolimerizador;
- Ultrassom.

Olsen Info

www.olsen.odo.br

Novos modelos do Odontocare

Requisitos para instalação:

A Olsen recomenda que a rede elétrica onde o equipamento será utilizado apresente as seguintes especificações:

- Possua ligação monofásica;
- Aterramento e disjuntor DR de 10 A/30 mA (conforme NBR 13534:2008);
- Caso a rede elétrica apresente variação de tensão, incluir um estabilizador de energia de potência compatível com o equipamento;
- Tensão 110 ou 220V;
- Bitola do cabo da rede de no mínimo 2,5 mm²;
- Corrente de 10 A.

Segue abaixo a tabela de especificações técnicas do Odontocare:

Tabela de Especificações - Odontocare

Elétricas

Alimentação elétrica	110 ou 220V
Número de fases	Monofásico
Frequência	50/60 Hz
Potência	550VA
Fusíveis de proteção	2,5A H (5x20 mm)
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento de classe I conforme Norma IEC 60601-1-1 e IEC 60601-1-2
Grau de proteção	Tipo B

Modo de operação

Intermitente	Fotopolimerizador: tempo on - 40 seg. tempo off - 5 min.
Contínua	Ultrassom

Condições do ambiente para operação

Temperatura	5° a 40° C
Pressão	86 a 106 kPa
Umidade relativa	≤ 80%

Proteção contra penetração nociva da água

Equipamento	IPX0
Pedal	IPX1
Capacidade do reservatório de água	1000ml
Cabo de conexão à rede elétrica, em conformidade com requisitos da IEC 60601-1-2:2010	Cabo de força flexível PP 3 x 0,75 mm ² 750 V, comprimento de 1,8 m; Plugue tripolar macho 10 A - 750 V (NBR 14136); Plugue fêmea IEC C13.
Transdutor do ultrassom	Fabricante: Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.
Dimensões	450 x 680 x 310 mm (L x A x P)

Peso do equipamento

Líquido	31kg
Bruto	36kg

Olsen Info

www.olsen.odo.br

Novos modelos do Odontocare

Códigos e descrição:

Olsen ODO

LINHA ODONTOLÓGICA

Modelo 892

Midwest

127V	991050010	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.4 Midwest 127V/60Hz
220V	991050011	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.4 Midwest 220V/60Hz

Borden

127V	991050009	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.4 Borden 127V/60Hz
220V	991050008	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.4 Borden 220V/60Hz

Modelo 893

Midwest

127V	991050014	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.6 Midwest 127V/60Hz
220V	991050015	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.6 Midwest 220V/60Hz

Borden

127V	991050013	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.6 Borden 127V/60Hz
220V	991050012	Unidade Auxiliar para Odontoportátil 1.6 Borden 220V/60Hz

Olsen VET

LINHA VETERINÁRIA

Modelo 892

Midwest

127V	991060011	Odontocare Veterinário 1.4 Midwest 127V/60HZ
220V	991060010	Odontocare Veterinário 1.4 Midwest 220V/60HZ

Borden

127V	991060007	Odontocare Veterinário 1.4 Borden 127V/60HZ
220V	991060006	Odontocare Veterinário 1.4 Borden 220V/60HZ

Modelo 893

Midwest

127V	991060013	Odontocare Veterinário 1.6 Midwest 127V/60HZ
220V	991060012	Odontocare Veterinário 1.6 Midwest 220V/60HZ

Borden

127V	991060009	Odontocare Veterinário 1.6 Borden 127V/60HZ
220V	991060008	Odontocare Veterinário 1.6 Borden 220V/60HZ