



PIEZO LIGHT D5 LED VET //

ULTRASSOM VETERINÁRIO



Prezado cliente: a Olsen apresenta o novo equipamento Piezo Light D5 LED VET!

Equipamento que possui placa eletrônica de geração ultrassônica que, através de sistema piezoelétrico, proporciona a vibração da ponta, dando condição de alta frequência. Ao ser acionado, o ultrassom inicia a vibração da ponta, aciona o LED e abre a passagem de água para refrigeração.

A potência da vibração e o controle de fluxo de água podem ser ajustados através de controles individuais.

Este equipamento foi desenvolvido para utilização no ambiente do consultório veterinário, para realização de profilaxia em pacientes, porém o operador deverá avaliar quais procedimentos poderão ser realizados em cada caso.

ITENS DE SÉRIE



1. Base do ultrassom
2. Transdutor (peça de mão)
3. Fonte de alimentação
4. Pedal de controle
5. Mangueira para linha de água
6. Kit de reparo
7. Chave de aperto Torque
8. Chave de aperto Endo
9. Conjunto de limas rotatórias
10. Cartela de pontas