




ADAPTADOR PARA SUGADOR BOMBA VÁCUO

Prezado técnico,

Visando a melhoria do produto e a praticidade na utilização dos nossos equipamentos, informamos que o novo sugador bomba vácuo passa a ser fornecido com um adaptador para cânulas de \varnothing 6,3 mm.

A disponibilização é válida para equipamentos produzidos a partir do dia 27/07/2022.



Imagens meramente ilustrativas

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Av. Ivo Lucchi, 68, Distrito Industrial
Palhoça/SC - Brasil - CEP 88133-510
Fone: + 55 (48) 2106-6000
www.olsen.odo.br