

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Alteração do Braço Secundário

Informamos que a partir de 9 fevereiro de 2015, todos os equipamentos Infinity e Logic, com exceção dos modelos Cross Flex, receberão braços secundários mais longos, com acréscimo de 60mm.



A alteração é uma melhoria com objetivo de aumentar o alcance da mesa e proporcionar mais conforto ao profissional. Seguem os códigos dos braços:

9302084 – Braço Secundário Logic

9301318 – Braço Secundário B. D. Infinity



Modelo Antigo



Modelo Novo

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 1223/14 - Revisão 00 em 4 de fevereiro de 2015