


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Nova Placa do Refletor Concept LED

Com o objetivo de apresentar equipamento cada vez mais resistente aos ruídos existentes na rede elétrica, a Olsen desenvolveu uma nova versão da placa de LED. Foram inseridos novos componentes, tornando a placa mais robusta, aumentando assim sua vida útil.

Nova Placa Cabeçote de LED Olsen



A nova **Placa Cabeçote de LED Olsen** apresenta revisão 2.01, permanece com o mesmo código (**2200801**) e já está sendo aplicada na linha de produção. As novas placas também estão disponíveis para a assistência técnica, porém é importante ressaltar que não há necessidade de substituição das placas com revisão anterior, já que a alteração foi uma melhoria e não uma correção de defeito.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA - Revisão 00 em 18 de maio de 2015