


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Nova Placa do Foco para Diagnóstico

Informamos que a partir de 10 de setembro de 2015 o equipamento Foco para Diagnóstico passou a receber a nova placa na versão RCO-2.00, em substituição versão anterior (RCO-1.00).



Placa antiga - RCO1.00



Placa atual - RCO2.00

A nova placa foi desenvolvida para garantir um sistema eletrônico ainda mais eficiente e imune à ruídos elétricos.

As placas não são compatíveis e o conjunto de cabos de conexão para cada uma também é diferente.

O código e a descrição permanecem iguais: 2200825 - Placa Refletor de LED Cirúrgico.

Para solicitar a placa da revisão antiga, deverá ser informado na observação do pedido, o código da versão da placa (RCO 1.00).

Pedidos sem observação serão atendidos com a placa atual, que está disponível na linha de produção.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.