

# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Alteração da Estrutura Mecânica do Mocho

Informamos que a partir do dia 20 de outubro de 2015 os mochos Sincronizado e Anti-Stress terão alteração do mecanismo de movimentação de encosto e assento. O novo mecanismo apresenta o ajuste de altura do assento e do encosto, porém realiza inclinação somente do encosto, mantendo o assento com inclinação fixa.



Inclinação do encosto



Altura do encosto



Altura do assento

Novo mecanismo:

**1700163 - Mecanismo BS do Encosto Cinza Rhodes - M5231.**

Mecanismo antigo:

**1700147 - Mecanismo BS Assento/Encosto Sincronizado M5101 Cinza Rodhes - Sincronizado/Anti.**

Os mecanismos apresentam os mesmos encaixes e pontos de fixação, sendo compatíveis entre si, em caso de substituição para assistência técnica.



Movimento de Inclinação do assento

**Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**