

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novos Braços Escamoteáveis para Mocho

Informamos que a partir da segunda quinzena de julho os mochos equipados com braços (opcional) receberão atualização, onde os dois braços serão escamoteáveis com o movimento para baixo.



Ressaltamos que em comparação com o modelo antigo, que possuía apenas um braço escamoteável, o novo mocho apresentará ambos os braços escamoteáveis, com o novo sistema de movimento para baixo permitindo maior liberdade de movimentos para o profissional.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Palhoça - SC - 09/06/2017