

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Cânula do Sugador de Alta Potência Vórtice



Informamos que a partir da segunda quinzena de Agosto, o sugador Vórtice não será mais fornecido com a cânula metálica.

Este sugador passará a ser enviado com dois adaptadores para cânula sendo um adaptador de 9,5mm (original) e outro de 6,5mm (novo).

Esta alteração visa possibilitar o uso de cânulas comerciais no sugador Vórtice ampliando a sua forma de utilização.



Cânula não será mais fornecida a partir de 15 de Agosto

6,5mm.



9,5mm.



Novo Adaptador para cânulas de 6,5mm.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Reia - 2228 - Palhoça - SC - 31/08/2017