

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Padronização das Válvulas Solenóide

Informamos que a partir de Janeiro de 2018 os equipamentos produzidos com comando eletrônico de porta-copo e água na cuba receberão válvulas solenóide de 32Vcc.



Segue abaixo tabela com os códigos das válvulas solenóide antigas (24Vcc) e suas substitutas (32Vcc).

Antiga (24Vcc)	Nova (32Vcc)
3100197	3100211
3100199	3100212
3100202	3100213
3100205	3100214

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 2303/17- Revisão 00 em 15 de Janeiro de 2018