

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Ralo para cuba de porcelana

Como resultado de uma atualização de projeto da linha odontológica e seu processo de fabricação a Olsen desenvolveu um ralo específico para a cuba de porcelana. Sendo assim, a Olsen disponibilizará um ralo para cuba translúcida e outro para cuba de porcelana.

O novo ralo apresenta coloração mais clara e uma pequena variação de design para garantir escoamento da cuba de porcelana, conforme apresentado a seguir:



Ralo para cuba translúcida (8102649)



Ralo para cuba de porcelana (8102853)

Essa atualização passou a ser disponibilizada a partir de julho de 2019.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.