

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.


Porta Fusível Carenagem da Base Invertido

Com o objetivo de facilitar a troca do fusível pelo técnico ou cliente, o porta fusível retangular MBTBW1 (2200911)–Branco teve sua posição alterada na base da cadeira, conforme indicado nas imagens abaixo:

Montagem Antiga do Porta Fusível



Montagem Nova do Porta Fusível



Essa alteração é válida para todos os modelos de equipamentos Olsen com porta fusível na carenagem da base.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - 21 de novembro de 2019