

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Alteração Modelo de Fusível

Para acompanhar as atualizações dos equipamentos Olsen, foi alterado o modelo de fusível de proteção, passando do modelo fusível de vidro 5 x 20 mm de ação retardada de 3,15 A (2200517) para o modelo fusível de vidro 5 x 20 mm de ação retardada de 3,5 A (2200901).

Essa alteração é válida a partir dos equipamentos indicados a seguir:

Equipamento	A Partir do Numero de Série da Cadeira	Código da Placa	Versão Atualizada da Placa	Data da Atualização
Performance	22000803	2200786	5.00	14/10/2019
Sprint	10031621	2200909	5.00	11/10/2019
Siena	10031619	2200780	2.00	11/10/2019
Logic	10031629	2200779	3.00	11/10/2019
Infinity	10031958	2200779	3.00	11/10/2019

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - 21 de novembro de 2019