

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Atualização de Software do Chronolub com Seleção de Idioma

Informamos que no dia 07/09/2020 o software da Placa de Acionamento do Chronolub (2200847) foi atualizado para a versão 4.01, substituindo a versão 4.00.

Foi incluída a funcionalidade de "Seleção de Idioma" na opção 3 da tela de ajustes, sendo possível selecionar entre Português, Inglês e Espanhol.

Chronolub Com Atualização de Software Para Seleção de Idioma



2200847
Placa de Acionamento Chronolub
(Versão do Software: 4.01)

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.