

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novo Filtro Sintético Air Plus Cilíndrico Para Tanque

Informamos que a partir de 14/09/2020, o Filtro Sintético Air Plus Cilíndrico Para Tanque (3100162) passa a ter novo modelo.

O modelo atualizado possui micróporos que elevam o desempenho de filtragem do conjunto, aumentando a quantidade de mL filtrado por segundo, além de prolongar a durabilidade da peça.

Obs.: A água utilizada nos tanques deve ser potável e filtrada. Recomenda-se o uso de água mineral.



3100162
Filtro Sintético Air Plus Cilíndrico Para Tanque

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.