


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Reaproveitamento do Dissipador da Placa do Ultrassom Schuster

Informamos que ao realizar a troca da Placa do Ultrassom Schuster (cód. 7500109) deve-se reaproveitar o Dissipador da placa antiga, pois ele não é mais fornecido pelo fabricante.



Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - 01 de Fevereiro de 2021