

# OLSEN TEC

[www.olsen.odo.br](http://www.olsen.odo.br)

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Peças Cromadas - Linha Médica


A partir de **1º de setembro de 2014**, todas as peças cromadas da linha médica receberão uma camada de cera especial, com o propósito de protegê-las e aumentar sua durabilidade.

Com a aplicação deste procedimento na fábrica, o processo de instalação da linha médica também ganha mais uma etapa, onde o técnico deverá fazer o polimento de todas as peças cromadas que acompanham o equipamento.




*Tubos de suporte de soro com aplicação de cera.*


Confira abaixo algumas das peças cromadas que receberão a cera:



*Trilhos laterais, presentes na Performance, Performance Ginecológica, Versátil e Hemodiálise.*



*Arco de Narcose e Suporte de Soro.*



*Manípulos metálicos*



*Auréola da Cabeceira Multiarticulada*

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

REIA - Revisão 00 em 01 de setembro de 2014