

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.



Nova Garrafa Logic

Devido a falta de material no mercado, informamos que para os Equipamentos Odontológicos Logic os reservatórios de água serão substituídos, passando do "Reservatório Pet Cristal 1000 mL (cód. 9300154)" para o "Reservatório Pet Cristal 1000 mL (cód. 9302295)". A capacidade de armazenamento não sofrerá alteração.

A alteração toma efeito a partir dos seguintes números de série:

Equipo Logic: 10048780;

Cadeira Logic: 10048755.



Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - 12 de Junho de 2021