

ALTERAÇÃO NO SISTEMA ANTI-STRESS

Informamos que foi implementada uma alteração no sistema de acionamento do acessório anti-stress nos consultórios odontológicos e mesas clínicas. O controle anterior, que permitia ligar/desligar, alternar modos de vibração e ajustar potência e tempo dos massageadores localizados na lombar e nas coxas, foi substituído por um único botão localizado na lateral do equipamento, com configuração pré-definida (modo de vibração, potência e tempo).

Essa atualização simplifica o uso, eliminando o controle remoto e ajustes programáveis, mantendo a disposição original dos motores no estofado e otimizando a funcionalidade anti-stress de forma prática e intuitiva.

Detalhes da Alteração:

- Modelos afetados: Sprint, Siena, Logic, Infinity e Performance;

ANTERIOR



ATUAL



CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS

MESA PERFORMANCE