

DESCONTINUAÇÃO DE ITENS DE ADAPTAÇÃO PARA CONEXÃO HIDRÁULICA

Informamos aos técnicos e equipes de instalação que:


Itens descontinuados nos Kits de Esgoto:

- Os adaptadores **3100122** e **3100257**, utilizados anteriormente para converter a conexão hidráulica de **Ø 1/2" para Ø 3/4"** nas cadeiras odontológicas (**Sprint, Siena, Logic e Infinity**), **não serão mais incluídos** nos Kits de Esgoto.


Especificação para instalação:

- A conexão deve ser feita **diretamente com a Luva PVC Ø 25mm x 3/4" com rosca metálica**, conforme orientações do **manual de pré-instalação**.

ITENS DESCONTINUADOS



3100122



3100257