

ATUALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA BASE DAS CADEIRAS SPRINT E SIENA

Informamos que a base das cadeiras Sprint e Siena passou por uma **alteração estrutural**, sem impacto no design do produto ou nas dimensões externas dos equipamentos.

A nova versão da base conta com a aplicação de **borrachas nos pontos de fixação**, conforme indicado na imagem de referência. Durante a instalação, o **técnico deverá realizar a furação das borrachas nos locais indicados**, garantindo o correto posicionamento e fixação dos componentes, conforme previsto no kit de instalação que acompanha o produto.

Essa modificação visa reforçar a estrutura do conjunto, mantendo a mesma funcionalidade e atendendo aos requisitos de segurança do equipamento.

NOVA ESTRUTURA DA BASE

